

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**ARCANDIS®-Splend****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****Achtung**

Verursacht schwere Augenreizung.

Wassergefährdungsklasse: deutlich wassergefährdend (WGK 2)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.**VERHALTEN IM GEFAHRFALL****Feuerwehr:** Geeignete Löschmittel: Alle Löschmittel möglich.
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
Verschüttetes Produkt nie in den Originalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.**ERSTE HILFE****Arzt:**

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: keine Gefahr durch Inhalation

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Erbrechen möglichst verhindern. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

**SACHGERECHTE ENTSORGUNG**Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.
Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben.**SONSTIGES**

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.