



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.125
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus, 2500 ml, gelb, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Barcode und Biohazardkennzeichnung, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 197 mm, Deckel (LxB): 179 x 176 mm, Verschluss: rot, 70 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	2500 ml
Durchmesser des Bodens	112 mm
Durchmesser des Deckels	Deckel (LxB): 179 x 176 mm
Höhe des Produktes	197 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Chargiert	nein
-----------	------

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	70
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	70
Stück pro Palette	840
Tiefe des Umkartons	800 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,1216 cbm
Gewicht des Produktes	0,222 kg
Gewicht des Umkartons	17,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917903486
EAN des Umkartons	4038917903493

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

