



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.030
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus, 3.000 ml, gelb, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 233 mm, Deckel (LxB): 179 x 176 mm, Verschluss: rot, 62 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	3000 ml
Durchmesser des Bodens	112 mm
Höhe des Produktes	233 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	62
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	62
Stück pro Palette	744
Tiefe des Umkartons	790 mm
Breite des Umkartons	390 mm
Höhe des Umkartons	375 mm
Volumen des Umkartons	0,1155 cbm
Gewicht des Produktes	0,241 kg
Gewicht des Umkartons	16,53 kg
EAN des Innenkartons	4038917903325
EAN des Umkartons	4038917903332

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

