

Injekt® Luer Solo

Zweiteilige Einmalspritzen mit Luer-Ansatz



2 ml

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit grüner Kolbenstange
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze, wischfeste Graduierung
- Integrierter Kolbenstopp (1)
- Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- Mit Luer-Ansatz
- Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- Grüne Kolbenstange für präzise Dosierung
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung für ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen und kein Arzneimittelverlust



2 ml



5 ml



10 ml



20 ml

Injekt® Luer Solo, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1

Größe	Konus	Graduierung	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
2 ml, nutzbar bis 3 ml	Zentrisch	0,1 ml	100 Stück	4606027V
5 ml, nutzbar bis 6 ml	Exzentrisch	0,2 ml	100 Stück	4606051V
10 ml, nutzbar bis 12 ml	Exzentrisch	0,5 ml	100 Stück	4606108V
20 ml, nutzbar bis 24 ml	Exzentrisch	1,0 ml	100 Stück	4606205V