



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.901
Artikelbeschreibung	Post-Transportverpackung, Anwendung z.B.: Außenverpackung gemäß P 650/ADR, hohe Ausführung, (LxBxH): 107 x 198 x 50 mm, für diagnostische Proben, fasst 1 bis 4 Versandgefäße/-flaschen bis zu einem Durchmesser von 30 mm, Arretierungsmechanismus, 50 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Ausführung	hohe Ausführung
Anwendungsbeispiel	Außenverpackung gemäß P 650/ADR
Passend für	diagnostische Proben

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Breite des Produktes	198 mm
Höhe des Produktes	50 mm
Länge des Produktes	107 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Pappe
Farbe des Produktes	braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR, IATA
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	50
Stück pro Palette	2100
Tiefe des Umkartons	656 mm
Breite des Umkartons	414 mm
Höhe des Umkartons	115 mm
Volumen des Umkartons	0,0312 cbm
Gewicht des Produktes	0,0701 kg
Gewicht des Umkartons	4,04 kg
EAN des Innenkartons	4038917084567
EAN des Umkartons	4038917064583

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

