



Produktspezifikation
**Blutgas-Monovette® , Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 1 ml, Verschluss weiß/orange,
Anschluss: Luer (m)**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	05.1146
Artikelbeschreibung	Blutgas-Monovette® , Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 1 ml, Verschluss weiß/orange, Etikett/Druck: transparent/orange, Anschluss: Luer (m), (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 11 mm, 50 Stück/Karton, steril, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	arteriell und venös
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	50 IE/ml Blut
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/orange
Graduierung	Nennmarkierung
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse
Anschluss	Luer (m)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Blutgas-Monovette® , Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 1 ml, Verschluss weiß/orange,
Anschluss: Luer (m)**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	1 ml
Durchmesser	11 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm
Länge mit Verschluss und Stange	100 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß/orange
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Innenkartons	145 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0126 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-26

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Blutgas-Monovette® , Calcium-balanciertes
Lithium-Heparin, 1 ml, Verschluss weiß/orange,
Anschluss: Luer (m)

Seite 3

Gewicht des Produktes	0,0043 kg
Gewicht des Umkartons	2,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917247221
EAN des Umkartons	4038917247214

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT