



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.1361
Artikelbeschreibung	Abstrichtupfer, mit beiliegender Röhre, Amies-Gel, (LxØ): 175 x 12 mm, Stabmaterial: PS, Stablänge: 131 mm, Tupfermaterial: Viskose, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	mit beiliegender Röhre
Art des Mediums	Amies-Gel

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	175 mm
Länge mit Verschluss	175 mm
Länge ohne Verschluss	155 mm
Länge mit Verschluss und Stange	166 mm
Länge des Stabes	131 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	blau
Material des Tupfers	Viskose
Material des Stabes	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	11500
Volumen des Umkartons	0,0532 cbm
Gewicht des Produktes	0,0109 kg
Gewicht des Umkartons	6,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917086325
EAN des Umkartons	4038917004886

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

