




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.1303
Artikelbeschreibung	Abstrichtupfer, in der Röhre, kein Medium, (LxØ): 175 x 12 mm, Stabmaterial: Aluminium, Stablänge: 133 mm, Tupfermaterial: Viskose, steril, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	in der Röhre
Art des Mediums	kein Medium

Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	175 mm
Länge mit Verschluss	175 mm
Länge ohne Verschluss	155 mm
Länge mit Verschluss und Stange	164 mm
Länge des Stabes	133 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange
Material des Tupfers	Viskose
Material des Stabes	Aluminium

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	32000
Volumen des Umkartons	0,0389 cbm
Gewicht des Produktes	0,0042 kg
Gewicht des Umkartons	5,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917086110
EAN des Umkartons	4038917234191

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

