



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.995
Artikelbeschreibung	Kühlversandbehälter, deutsch

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Saugeinlage	nein

## Maße

Breite des Produktes	71 mm
Höhe des Produktes	170 mm
Länge des Produktes	140 mm

## Material & Farben

Material des Produktes	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	6
Stück pro Palette	648
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,3448 kg
Gewicht des Umkartons	2,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917084901
EAN des Umkartons	4038917003667

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

