



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1112
Artikelbeschreibung	Membran-Adapter, Anschluss: Luer, für S-Monovette® -Kanüle/Multifly® -Kanüle, 1 Stück/Blister, 100 Stück/Karton, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
PZN-Nummer	6796187

### Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	Adaption einer S-Monovette® -Kanüle oder (Safety-)Multifly® -Kanüle auf ein Luer-System, z.B. Blutgas-Monovette®
Passend für Anschluss	S-Monovette® -Kanüle/Multifly® -Kanüle Luer

### Maße

Länge des Produktes	16 mm
---------------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Produktes transluzent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Pyrogenfreiheit ja  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Art der Innenverpackung Blister  
Stück pro Innenkarton 100  
Stück pro Karton 1000  
Stück pro Palette 80000  
Tiefe des Innenkartons 268 mm  
Breite des Innenkartons 81 mm  
Höhe des Innenkartons 71 mm  
Tiefe des Umkartons 373 mm  
Breite des Umkartons 178 mm  
Höhe des Umkartons 287 mm  
Volumen des Umkartons 0,0191 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0005 kg  
Gewicht des Umkartons 1,49 kg  
EAN des Innenkartons 4038917085359  
EAN des Umkartons 4038917004053

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

