



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1205
Artikelbeschreibung	Multi-Adapter, Luer, Anschluss: Luer, für S-Monovette® , 1 Stück/Blister, 100 Stück/Karton, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
PZN-Nummer	6796193

Produkteigenschaften

Ausführung	Luer
Passend für	S-Monovette®
Anschluss	Luer

Maße

Länge des Produktes	33 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes	transluzent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Innenkartons	268 mm
Breite des Innenkartons	81 mm
Höhe des Innenkartons	71 mm
Tiefe des Umkartons	373 mm
Breite des Umkartons	178 mm
Höhe des Umkartons	287 mm
Volumen des Umkartons	0,0191 cbm
Gewicht des Produktes	0,0014 kg
Gewicht des Umkartons	2,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917085793
EAN des Umkartons	4038917004428

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

