



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 55.475  
Artikelbeschreibung Röhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Material: PS, Rundboden, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Stapelpackung

### Produkteigenschaften

Graduierung nein  
Verschlussart Eindrückstopfen  
Bodenform Rundboden  
Arbeitsvolumen 5 ml  
Zentrifugation max (RZB) 4000 x g

### Maße

Durchmesser 13 mm  
Länge des Produktes 75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung dicht bei 0,6 bar/10 min  
Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2000  
Art der Innenverpackung Stapelverpackung  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Karton 2000  
Stück pro Palette 112000  
Tiefe des Innenkartons 416 mm  
Breite des Innenkartons 77 mm  
Höhe des Innenkartons 193 mm  
Tiefe des Umkartons 428 mm  
Breite des Umkartons 383 mm  
Höhe des Umkartons 175 mm  
Volumen des Umkartons 0,0287 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0031 kg  
Gewicht des Umkartons 6,89 kg  
EAN des Innenkartons 4038917081832  
EAN des Umkartons 4038917000949

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

