



Produktspezifikation

**S-Monovette® K3 EDTA, 2,7 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 66 x 11 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	05.1167
Artikelbeschreibung	S-Monovette® K3 EDTA, Präparierung: K3 EDTA, 2,7 ml, Membranschraubkappe, Verschluss rot, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 66 x 11 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/rot, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/rot
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-08-08

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® K3 EDTA, 2,7 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 66 x 11 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	2,7 ml
Durchmesser	11 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm
Länge mit Verschluss und Stange	103 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Innenkartons	145 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-08-08

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**S-Monovette® K3 EDTA, 2,7 ml, Verschluss rot,
(LxØ): 66 x 11 mm, mit Kunststoffetikett**

Seite 3

Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	2,45 kg
EAN des Innenkartons	4038917085557
EAN des Umkartons	4038917004190

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-08-08

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT