



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1354.001
Artikelbeschreibung	Schraubbecher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, Ø Öffnung: 58 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss: grün, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel, je 25 Stück ineinander gestapelt

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	100 ml

Maße

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser der Öffnung	58 mm
Länge mit Verschluss	73 µm
Länge ohne Verschluss	71 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	12000
Tiefe des Umkartons	600 mm
Breite des Umkartons	330 mm
Höhe des Umkartons	400 mm
Volumen des Umkartons	0,0778 cbm
Gewicht des Produktes	0,0115 kg
Gewicht des Umkartons	7,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917247801
EAN des Umkartons	8052109529632

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

