




**Produktspezifikation**  
**Stuhlröhre, Schraubverschluss, (LxØ): 76 x 20**  
**mm, transparent**

**Seite 1**



**Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 80.734.301                                                                                                                |
| Artikelbeschreibung | Stuhlröhre, transparent, Schraubverschluss, Verschluss:<br>braun, (LxØ) ohne Verschluss: 76 x 20 mm, mit<br>Papieretikett |

**Produkteigenschaften**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Etikett / Druck     | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | schwarz           |
| Verschlussart       | Schraubverschluss |

**Maße**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Durchmesser           | 20 mm |
| Länge des Produktes   | 77 mm |
| Länge ohne Verschluss | 76 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2022-11-02

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



### **Material & Farben**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | braun                            |
| Material der Röhre        | Polypropylen (PP)                |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE                        |
| Chargiert         | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500           |
| Art der Innenverpackung     | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 100           |
| Stück pro Karton            | 500           |
| Stück pro Palette           | 21000         |
| Tiefe des Umkartons         | 388 mm        |
| Breite des Umkartons        | 378 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 235 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0345 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0071 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 4,14 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917119955 |
| EAN des Umkartons           | 4038917016957 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

