



## Produktspezifikation

**S-Monovette® Serum-Gel, 7,5 ml, Verschluss braun, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	01.1602
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum-Gel, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, 7,5 ml, Membranschraubkappe, Verschluss braun, Farbcode EU/ISO, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/braun, 50 Stück/Karton, steril

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/braun
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2500 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2022-08-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



Flüssigkeitsdicht ja  
Anschluss Membranschraubkappe

### **Maße**

Nennvolumen 7,5 ml  
Durchmesser 15 mm  
Länge mit Verschluss 108 mm  
Länge ohne Verschluss 92 mm  
Länge mit Verschluss und  
Stange 129 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses braun  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Art der Innenverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Karton 500  
Stück pro Palette 24000  
Tiefe des Innenkartons 189 mm  
Breite des Innenkartons 134 mm  
Höhe des Innenkartons 82 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Serum-Gel, 7,5 ml, Verschluss  
braun, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Kunststoffetikett**

**Seite 3**

Tiefe des Umkartons	400 mm
Breite des Umkartons	144 mm
Höhe des Umkartons	440 mm
Volumen des Umkartons	0,0253 cbm
Gewicht des Produktes	0,0088 kg
Gewicht des Umkartons	5,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917087209
EAN des Umkartons	4038917005678

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2022-08-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**