



Produktspezifikation
**Forensik-Abstrichtupfer, spitz, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 95 mm,
Baumwolle**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.629.101
Artikelbeschreibung	Forensik-Abstrichtupfer, spitz, in der Röhre mit Belüftungsmembran, ETO behandelt, ISO 18385, passive Trocknung, Stablänge: 95 mm, Stabmaterial: Holz, Tupferkopf spitz, Tupfermaterial: Baumwolle, Röhre: PP, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	in der Röhre mit Belüftungsmembran
Anwendungsbereich	Entnahme von forensischen Proben

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Forensik-Abstrichtupfer, spitz, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 95 mm,
Baumwolle**

Seite 2

Maße

Durchmesser	18 mm
Breite des Produktes	18,05 mm
Höhe des Produktes	106,6 mm
Länge des Produktes	107 mm
Länge mit Verschluss	97,6 µm
Länge ohne Verschluss	105,4 mm
Länge mit Verschluss und Stange	106,6 µm
Länge des Stabes	95 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	mehrfarbig
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material des Tupfers	Baumwolle
Material des Stabes	Holz
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ISO 18385
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	ETO behandelt
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	800
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	800
Stück pro Palette	20000
Tiefe des Innenkartons	211 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	437 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-26

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Forensik-Abstrichtupfer, spitz, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 95 mm,
Baumwolle

Seite 3

Breite des Umkartons	363 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,0531 cbm
Gewicht des Produktes	0,0065 kg
Gewicht des Umkartons	7,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917315579
EAN des Umkartons	4038917428972

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT