

manual[®]
SV 609

VINYL

PRODUKTINFORMATION

Typ:	Latexfreier, puderfreier und unsteriler Untersuchungshandschuh
Material:	Vinyl (Polyvinylchlorid)
Design und Merkmale:	Beidhändig verwendbar, gerade Finger, glatte Oberfläche, Rollrand
Farbe:	Semi-transparent
Puder:	≤ 2 mg/Handschuh (puderfrei)
Verpackung:	100 Handschuhe pro Box, 10 Boxen pro Versandkarton
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Herstellungsdatum

Dimensions:

Größe	Bestellnummer	Breite der Handfläche (mm)	Länge (mm)
Extra-small	SV609-00	75 ± 5	Min. 240
Small	SV609-01	85 ± 5	Min. 240
Medium	SV609-02	95 ± 5	Min. 240
Large	SV609-03	106 ± 5	Min. 240
Extra-large	SV609-04	115 ± 5	Min. 240

Wandstärke:

Messpunkt	Doppelte Wandstärke (mm)
Finger (13 +/-3 mm von der Fingerspitze)	0.10 ± 0.03
Handinnenfläche (Mitte der Handfläche)	0.08 ± 0.03
Manschette (25+/-5 mm vom Rollrand)	0.06 ± 0.03

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	Vor Alterung	Nach Alterung
Reißkraft (N)	Min. 3.6	Min. 3.6

Inspektion vor Verschiffung:

Inspektionskriterien	Inspektionsniveau	AQL
Abmessungen	S-2	4.0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4.0
1000ml Wasserhaltetest	G-1	1.5

Produktkonformität:

Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745, EN 455 Teile 1-4.

